

## カッティングガイド



- ・ 正確な骨切りが可能

術前計画に基づく確実な骨切りを実現します。

- ・ 付属ピンでガイドを安定固定

把持しやすいヘッド部がガイドを安定的に固定します。

〈使用例〉




付属ピンで位置を決めて  
カッティングソーを挿入



切断後

〈サイズ〉



## ボーンスプレッダー



- ・ 開大幅を無段階に調整

つまみを回して先端を無段階に開大可能です。

- ・ 小型犬の繊細な骨への負担を軽減

つまみで少しずつ開大していくことが可能です。

〈使用例〉




先端を挿入



開大

〈サイズ〉



| 品番     | 品名        |
|--------|-----------|
| TS-CG1 | カッティングガイド |
| TS-BS1 | ボーンスプレッダー |

|                   |
|-------------------|
| 販売名：TTA toy 手術用器械 |
| 一般的名称：その他の整形用機械器具 |
| 届出番号：7動薬第614号     |
| 原材料：ステンレス鋼        |

## 適用製品



|                  |
|------------------|
| 販売名：TTA toy システム |
| 一般的名称：骨接合用品      |
| 承認番号：5動薬第2054号   |
| 原材料：チタン合金、チタン    |

